

TUOTESELOSTE (FI)

REF 790400 LÄMPÖKAAPPI CEDERROTH SILMÄNHUUHTELULLE



1. TUOTEKUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

Lämpöä eristävästä paisutetusta polypropeenista (EPP) valmistettu kaappi, jossa on termostaatilla varustettu lämpöelementti.

Lämpökaappi on tarkoitettu kahden Cederroth silmänhuuhtelupullon (REF 7251) säilyttämiseen kylmissä olosuhteissa. Kaappi pitää silmänhuuhteluaineen lämpötilan +20 °C:ssa (±2 °C) ympäristön ollessa -20 °C – +20 °C.



Lämpökaappi tunnistaa automaattisesti tulojännitteen 12V DC:n ja 24V DC:n välillä (230V varten tarvitaan muuntaja).

Jos kaappi jätetään päälle pidemmäksi aikaa, esim. pysäköityyn ajoneuvoon, jännitevahti tunnistaa tulojännitteen ja varmistaa, että lämpökaappi sammuu automaattisesti, jos tulojännite laskee alle raja-arvon.

Huomaa, että kun ajoneuvon moottori on sammutettu, lämpökaapin lämpövastus tuottaa lämpöä vain, jos ajoneuvon sähköliitännästä syötetään virtaa jatkuvasti.

Haluttaessa kaappi voidaan myös sinetöidä ohuella sinetöintilangalla. Sinetöinti pitää kuitenkin pystyä murtamaan käsivoimin ilman työkaluja.

Säilytys

Lämpökaappi tulee sijoittaa paikkaan, jossa se on suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta (sateelta, lumelta jne.).

2. SISÄLTÖ

Lämpökaappi sis. sähköjohdon ja pistokkeen (tyyppiä MW113301) (1 kpl)
Tuoteseloste (1 kpl)

3. TEKNINEN KUVAUS

Kaappi: Paisutettu polypropeeni (EPP).
Iskunkestävä. Korkea kemikaalien kestävyys. Kestää lämpöä aina 130 °C:seen saakka.
Mitat: 276 x 315 x 130 mm (l x k x s)
2 m:n sähköjohto, jossa pistoke 12V/24V:n tupakansytyttimiin. Irrottamalla punaisen adapterin (pikaliitin) pistoke voidaan liittää myös 12V/24V:n 12 mm:n pistorasiaan.

Lämpöelementti: Alumiiniprofiili, ohjauskomponentit piirilevyllä.
Termostaatti, joka pitää lämpötilan +20 °C:ssa (±2 °C) ympäristön ollessa -20 °C – +20 °C
Jännite: 12V tai 24V DC. **Huom.:** 230V vain muuntajalla.
Teho: 30W. Toisioteho muuntajalla min. 17W, 12,5-16V DC tai 25-30V DC.
LED-lamput ilmoittavat tulevan jännitteen, 12V, 24V sekä liian alhaisen tulojännitteen.
Hyväksytty EMC-standardien EN 61000-6-3:2001, EN 55022 luokka B, EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2,-3, ISO/TR 7637-1-2 pulssi 5 mukaisesti

Kierrätysohjeet:

Kierrätä kaappi muovijätteenä ja metallilevy metallijätteenä. Kierrätä virtajohto, pistoke ja piirilevy elektroniikkajätteenä. Ruotsin ulkopuolisilla markkinoilla – palauta sähköiset osat Orkla Wound Care AB:lle, toimitustarrat tilataan sähköpostilla osoitteesta firstaid@cederroth.com.



Version: 06
Issued: 2025-11-13

TUOTESELOSTE (FI)

REF 790400 LÄMPÖKAAPPI CEDERROTH SILMÄNHUUHTELULLE



4. LOGISTISET TIEDOT

	CU	SKU	Lava
GTIN:	-	7310807904009	-
Sisältö:	1 kaappi	1 CU	8 SKU/kerros x 6 kerrosta
Mitat (l x p x k mm):	276 x 130 x 315	357 x 289 x 145	Lava 800 x 1200 x 145
Bruttopaino:	990 g	1229 g	84,3 kg
Pakkausmateriaali:	Muovi 30 g	Laatikko 239 g	-

